



LANDSPÍTALI

Blóðbankabeiðni
rannsóknir og blóðhlutar

Persónuupplýsingar sjúklings:

Læknir	Læknanúmer
Deild/heilbrigðisstofnun	
Greiddandi ef annar	
Viðtakandi ef annar	

 Karl Kona

Persónuvottun til að tryggja öryggi sjúklings: Blóðbankinn gerir ekki umbeðna rannsókn ef persónuvottun vantar

Undirskrift dags. kl.

Undirritaður tók meðfylgjandi sýni úr einstaklingnum sem skráður er á sýnaglasíð og beiðnina.

Undirbúningur fyrir inngjöf blóðhluta
Sjúkdómsgreining/aðgerð:

Rannsóknir

- Blóðflokkun, 4 ml EDTA sýni*
- Blóðflokkun nýburar (0-4 mán.), 0,5 ml EDTA sýni
- Beint Coombspróf, 4 ml EDTA sýni*
- Samræmingarpróf (BAS/BKS), 4 ml EDTA sýni*
- Kuldavirk mótefni, 4 ml EDTA sýni*
- Annað _____

* Alltaf skal senda eitt aukasýnaglas fyrir sjúklinga með blóðflokkamótefni.

Meðganga/fæðing

Vika meðgöngu: _____

Rannsóknir á meðgöngu

- Allar konur í 10. - 12. viku, 4 ml EDTA sýni*
- Allar Rhesus D neikvæðar konur í 24. - 26. viku, 3x 4 ml EDTA sýni*
- Blóðflokkamótefni/títermæling skv. fyrirmælum, 2 x 4ml EDTA sýni
- Annað _____

 Naflastrengsflokkun

Barn fætt (dags./tími) _____

* Alltaf skal senda eitt aukasýnaglas með ef konan er með blóðflokkamótefni.

 Framlenging á BAS prófi

Læknanúmer/ undirskrift læknis sem er ábyrgur fyrir framlengingu BAS prófs. Sjá skilyrði fyrir framlengingu BAS prófs á baksíðu.

Beiðni um sérstaka blóðhluta: Geislaðir blóðhlutar Annað: _____Óskast unnið: Bráða (akút) Strax (senda með næstu ferð) Samdægurs Næsta virkan dag

Pöntun á rauðkornaþykkni:

Fjöldi eininga _____ Dags. inngjafar: _____

Blóðflögur og plasma skal ætíð panta rafrænt eða símleiðis.

Ath! Útfillist af starfsfólki Blóðbankans:

Móttekið dags. kl.

Kvittun starfsmanns

Strikamerki

Strikamerki



BLÓÐBANKINN

Snorrabraut 60, 105 Reykjavík, símar: 543 5507, 543 5514 eða 824 5585, www.blodbankinn.is

Sjúkrahúsið á Akureyri v/Eyrarlandsveg, 600 Akureyri, símar: 463 0240 og 463 0100, www.blodbankinn.is

Merkingar sýna og beiðna - Persónuvottun

Markmið merkinga sýna-, beiðna- og persónuvottunar er að tryggja að Blóðbankanum berist rétt sýni til rannsóknar

- Við sýnatöku skal staðfesta að um réttan sjúkling sé að ræða.
- Sjúklingur gefur sjálfur upp fullt nafn og kennitölu, nema ástand hans hamli því og skal þá nota armmerki.
- Sá er tekur sýnið skal merkja það án tafar.
- Sýnaglasíð skal vera merkt með dagsetningu, kennitölu og nafni sjúklings.
- Ef límmiði losnar af sýnaglasí eftir sýnatöku skal farga því sýni og taka nýtt.
- Nafn og kennitala á sýnaglasí og beiðni skulu vera nákvæmlega þau sömu.
- Undirskrift þess starfsmanns sem tekur sýnið jafngildir ábyrgð á að sýnið sé úr réttum sjúklingi, sbr. „Undirritaður tók meðfylgjandi sýni úr einstaklingnum sem skráður er á sýnaglas og beiðni”.

Blóðbankinn gerir ekki umbeiðna rannsókn ef persónuvottun vantar

Skilyrði fyrir framlengingu á BAS prófi:

- Sjúklingurinn má ekki vera barnshafandi eða hafa verið barnshafandi síðastliðna 3 mánuði.
- Sjúklingurinn má ekki hafa þegið inngefna blóðhluta undanfarna 3 mánuði.
- Sjúklingur má aldrei hafa greinst með blóðflokkamótefni.
- Sjúklingur má ekki vera með jákvætt beint Coombspróf.

Um leið og blóðhlutar eru teknir frá í sjúkling með framlengt BAS próf, breytist staða BAS prófs úr „framlengt” og verður „í gildi”. Gildistími breytist í þrjá sólarhringa en þó aldrei lengur en lokadagsetning framlengingar.

Tegund og magn blóðsýna til rannsókna í Blóðbankanum

Rannsókn	Blóðsýni	Til athugunar
ABO og RhD flokkun og skimun fyrir blóðflokkamótefnum	4 - 5 ml EDTA 1 glas	- Sendið alltaf 2 sýnaglös úr einstaklingum með blóðflokkamótefni.
BAS/BKS	4 - 5 ml EDTA 1 glas	- Til að hægt sé að gera BAS/BKS þarf sjúklingur að hafa verið blóðflokkkaður í Blóðbankanum a.m.k. einu sinni. - Sendið alltaf 2 sýnaglös úr einstaklingum með blóðflokkamótefni. - Ef blóðþegi er yngri en fjögurra mánaða þarf einnig blóðsýni úr móður með sér beiðni.
Blóðflokkamótefnagreining/títer	4 - 5 ml EDTA 2 glös	- Sendið alltaf 2 sýnaglös úr einstaklingum með blóðflokkamótefni.
Beint Coombspróf (DAT)	4 - 5 ml EDTA 1 glas	
Skimun fyrir kuldavirkum blóðflokkamótefnum	4 - 5 ml EDTA 1 glas	
Aukaverkun eftir blóðgjöf	4 - 5 ml EDTA 1 glas	- Fyllið út „Blóðbankabeiðni aukaverkanir og atvik” og sendið með sýninu.
Nýburaflokkun	Nýburaglas („microtube”) 0,5 ml EDTA 1 glas	- Á aðeins við um börn fjögurra mánaða og yngri.
Naflastrengsflokkun	4 - 10 ml EDTA 1 glas	
Vefjaflokkun	Sjá vefjaflokkunarbeiðni	- Fyllið út „Blóðbankabeiðni, vefjaflokkun” og sendið með sýninu.
Barnshafandi konur	4-5 ml EDTA 1 glas	- Eitt sýnaglas ef konan er ekki með mótefni. - Tvö sýnaglös ef konan er með mótefni. - Tvö sýnaglös fyrir RHD DNA flokkun fósturs til viðbótar við sýni til blóðflokkunar.

Sýni skal geyma í kæli við 2 - 8 °C og þau verða að berast Blóðbankanum innan þriggja sólarhringa frá því þau eru tekin.